



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# О ЗАЩИТЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ



# 1 УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ:

медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам, не инфицированным COVID-19

Что должно быть?

1



**Шапочка  
медицинская**

2



**Маска  
медицинская**

3



**Защитный  
халат  
медицинский**

4



**Перчатки  
медицинские**




## 2 УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ:

медицинский персонал, работающий непосредственно с пациентами, инфицированными COVID-19 (кроме стационаров)

### Что должно быть?




**1**  
Респиратор  
медицинский



**2**  
Шапочка  
медицинская



**3**  
Перчатки  
медицинские



**4**  
Бахилы  
высокие



**5**  
Защитные  
очки



**6**  
Защитный  
комбинезон/  
костюм



**7**  
Защитный  
халат  
медицинский



# 3 УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ:

медицинский персонал, работающий непосредственно с пациентами, инфицированными COVID-19 в стационарах

## Что должно быть?



**1**  
Респиратор  
медицинский




**2**  
Шапочка  
медицинская



**3**  
Перчатки  
медицинские



**4**  
Защитный  
халат  
медицинский



**5**  
Бахилы  
высокие



**6**  
Защитные  
очки



**7**  
Защитный  
комбинезон/  
костюм



**8**  
Защитный  
экран для лица  
(для реаниматологов)



# ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ:

1

защитная одежда  
(хирургический халат /  
комбинезон / костюм, бахилы)



2

защитная медицинская маска /  
респиратор



3

защитная медицинская шапочка  
или косынка



4

защитные медицинские очки /  
защитный экран для лица



5

защитные медицинские перчатки,  
обработав предварительно руки  
спиртовым антисептиком



Перед снятием средств индивидуальной защиты необходимо убедиться, что подготовлена емкость для отходов класса В, куда необходимо утилизировать СИЗ



# ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ:

1

защитные медицинские перчатки



2

хирургический халат / бахилы,  
защитный медицинский  
комбинезон / костюм



3

защитная медицинская шапочка  
или косынка



4

защита лица и глаз (очки /  
защитный экран для лица)



5

защитная медицинская маска /  
респиратор



Важно помнить, что после снятия каждого элемента защиты, в обязательном порядке нужно обрабатывать руки спиртовым антисептиком.

# ПОЛЕЗНО?



**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

# ДЕЛИСЬ ЭТОЙ ПАМЯТКОЙ С КОЛЛЕГАМИ!